

MAGICL 6000i Getein [1]



Η **Επιστημονική Διαγνωστική ΕΠΕ** παρουσιάζει το **MAGICL 6000i**, έναν υπερσύγχρονο και συμπαγή ανανοσολογικό αναλυτή χημειοφωταύγειας (CLIA), ιδανικό για εργαστήρια, κλινικές, επείγοντα, ΜΕΘ και θαλάμους. Με προηγμένη τεχνολογία, υψηλή ευαισθησία και εντυπωσιακή ταχύτητα, εξασφαλίζει αξιόπιστα και ακριβή αποτελέσματα σε ελάχιστο χρόνο.

Βασικά Χαρακτηριστικά

- **Συμπαγής σχεδίαση** - επιτραπέζια χρήση, βάρος μόλις 80 kg.
- **Υψηλή απόδοση** - έως 200 τεστ/ώρα.
- **Γρήγορα αποτελέσματα** - πρώτη μέτρηση σε 12 λεπτά.
- **Έξυπνη διαχείριση αντιδραστηρίων** - 24 θέσεις με τεχνολογία RFID & online φόρτωση.
- **Διπλό σύστημα αναλωσίμων** - 280 κύπελλα αντίδρασης σε 2 ανεξάρτητους δίσκους.

- **Ευρύ φάσμα δειγμάτων** – ορός, πλάσμα, ούρα, τριχοειδικό αίμα.
- **Προηγμένα συστήματα ελέγχου** – ανίχνευση στάθμης υγρών, αποφυγή σύγκρουσης, STAT mode.

Ενδεικτικές Εξετάσεις

Το **MAGICL 6000i** υποστηρίζει ένα ευρύτατο μενού εξετάσεων σε διάφορους τομείς της ιατρικής διάγνωσης:

- **Ορμονικός Έλεγχος & Γονιμότητα:** LH, FSH, Estradiol, Progesterone, Testosterone, AMH, SHBG, PRL, β-HCG, free β-HCG, PAPP-A.
- **Θυρεοειδικός Έλεγχος:** TSH, FT3, FT4, T3, T4, Anti-Tg, Anti-TPO, Tg.
- **Καρδιολογικοί Δείκτες:** CK-MB, hs-cTnI, hs-cTnT, Myo, NT-proBNP, BNP, ST2, D-Dimer, H-FABP, Lp-PLA2.
- **Φλεγμονώδεις & Σηπτικοί Δείκτες:** CRP, PCT, IL-6, HBP, SAA.
- **Διαβήτης & Μεταβολισμός:** HbA1c, C-Peptide, Insulin, IAA.
- **Ογκολογικοί Δείκτες:** AFP, PSA (total & free), CEA, CA19-9, CA125, CA15-3, CA50, CYFRA21-1, NSE, CA72-4, HE4, ProGRP, SCC.
- **Οστικός Μεταβολισμός & Βιταμίνες:** 25-OH-Vitamin D, Osteocalcin, PTH, Calcitonin, Ferritin, Vitamin B12, Folate.
- **Λοιμώδη Νοσήματα:** HBsAg, Anti-HBs, HBeAg, Anti-HBe, Anti-HBc, Anti-HCV, HIV Ag/Ab Combo, Syphilis.

Με την πληρότητα του μενού εξετάσεων και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, το **MAGICL 6000i** αποτελεί την ιδανική λύση για κάθε σύγχρονο διαγνωστικό κέντρο.

<https://www.youtube.com/watch?v=4xbTkmlwBxTM> [2]

Source URL: <https://www.sdiagno.gr/products/analytes/anosologikoi/magicl-6000i-getein>

Σύνδεσμοι

[1] <https://www.sdiagno.gr/products/analytes/anosologikoi/magicl-6000i-getein>

[2] <https://www.youtube.com/watch?v=4xbTkmlwBxTM>

