

## [EasyLyte® - Medica Corporation](#) [1]



**Παραγωγικότητα:** 60 ΤΕΣΤ/ΩΡΑ

**Ποσότητα σείγματος:** 100 µl

**Αποθήκευση:** 128 ασθενείς

## Περιγραφή:

Το EasyLyte® της Medica είναι ένας πλήρης αυτοματοποιημένος αναλυτής μέτρησης ηλεκτρολυτών σε ολικό αίμα, ορό, πλάσμα ή ούρα.

Απλός χειρισμός με μόλις 2 πλήκτρα, δοχείο συλλογής αποβλήτων, ηλεκτρόδια μίας χρήσης, ενσωματωμένος εκτυπωτής, χαμηλό κόστος απόκτησης και λειτουργίας.

Εσωτερικό πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου, επισήμανση μη φυσιολογικών τιμών, εργονομικό σχεδιασμό για εύκολη συντήρηση και μεταφορά, δυνατότητα προσθήκης αυτόματου δειγματολήπτη 21 θέσεων.

Εύρος μέτρησης: ( αίμα, ορός, πλάσμα)

Na: 20-200 mmol/L

K : 0,2-40 mmol/L

Εύρος μέτρησης: (ούρα)

Na: 25-1000 mmol/L

K : 10-500 mmol/L

**Source URL:** <https://www.sdiagno.gr/products/analytes/ilektrolyton/easylyter-medica-corporation>

## Σύνδεσμοι

[1] <https://www.sdiagno.gr/products/analytes/ilektrolyton/easylyter-medica-corporation>