



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ του ΟΙΚΟΥ SIEMENS	
THROMBOREL - "S" Ανθρώπινης Προέλευσης λιοφιλοποιημένη θρομβοπλασίνη. Το ISI είναι περί 1,0, δεν επηρεάζεται από την ηπαρίνη	10X4 ml 10X10 ml
ACTIN FS Υγρό αντιδραστήριο έτοιμο προς χρήση, για τον προσδιορισμό του APTT. Διαθέτει μεγάλη ευασθησία στους παράγοντες και την ηπαρίνη και είναι ευαίσθητο στα αντιπηκτικά λύκου. Normal range 21-29 sec.	10X2 ml
ACTIN Υγρό αντιδραστήριο έτοιμο προς χρήση, για τον προσδιορισμό του APTT. Διαθέτει μεγάλη ευασθησία στους παράγοντες και την ηπαρίνη και είναι ευαίσθητο στα αντιπηκτικά λύκου. Normal range 22-31 sec.	10X2 ml
PATHROMTIN SL Υγρό αντιδραστήριο έτοιμο προς χρήση, για τον προσδιορισμό του APTT. Διαθέτει μεγάλη ευασθησία στους παράγοντες και την ηπαρίνη και είναι ευαίσθητο στα αντιπηκτικά λύκου. Normal range 25-38 sec.	10X5 ml
CALCIUM CHLORIDE SOLUTION 0,025 mmol/l	10X15 ml
MULTIFIBREN U (BOVINE). Για ποσοτικό προσδιορισμό του Ινωδογόνου. Χρήση αναραίωτων δειγμάτων.	10X2 ml
KAOLIN SUSPENSION for Fibrintimer για δείγματα χωρίς αραίωση. Συνιστάται για την ανασύσταση του MULTIFIBREN U.	1X50 ml
THROMBIN REAGENT. Για ποσοτικό προσδιορισμό του Ινωδογόνου. Μέθοδος Clauss.	10X1 ml
FIBRINOGEN CALIBRATOR KIT. Πρότυποι βαθμονομητές για καμπύλη Ινωδογόνου.	6X1 ml
OWREN'S VERONAL BUFFER for Fibrintimer.	10X15 ml
STANDARD HUMAN PLASMA για PT, APTT, TT, Fibrinogen.	6X1 ml
CONTROL PLASMA "N". Πρότυπος όρος ελέγχου με φυσιολογικές τιμές για PT, APTT, TT, Fibrinogen.	1 ml
CONTROL PLASMA "P". Πρότυπος όρος ελέγχου με παθολογικές τιμές για PT, APTT, TT, Fibrinogen.	1ml
DISPOSAL KUVETTES for BF T II Analyzer (ξεχωριστά κυβέττες και σφαιρίδια)	500 pcs
DISPOSAL KUVETTES for BF T II Analyzer (5 στατώ των 100 τεμ.)	500 pcs